

VENDAJE **Tubular** BANDAGE



TUBULAR BANDAGE
FOR SUPPORT AND PROTECTION

VENDAJES TUBULARES
PARA SOPORTE Y PROTECCIÓN

Salvatub · Salvagrip · Salvanet

Salvatub

Elastic tubular bandage, ideal for protection under plaster casts

Vendaje tubular extensible, ideal como protección bajo escayola





Continuous tubular bandage made of elastic water-repellent cotton fabric, free of any chemical impregnation. Quick and easy application, especially if the specific applicator is used (optional). The eight sizes available allow comfortably adapt to any part of the body for different functions.

Vendaje tubular continuo fabricado con tejido elástico de algodón hidrófugo, libre de cualquier impregnación química. Aplicación rápida y sencilla, especialmente si se utiliza el aplicador específico (opcional). Las ocho tallas disponibles permiten adaptarse cómodamente a cualquier parte del cuerpo para diferentes funciones.



SALVATUB WHITE

Code/Código	Size/Talla	Width/Ancho
STUBW4	4	5 cm
STUBW5	5	7,5 cm
STUBW6	6	10 cm
STUBW7	7	15 cm
STUBW8	8	20 cm

Roll/Rollo: 10 m

SALVATUB LIGHT

Code/Código	Size/Talla	Width/Ancho
STUBL1	1	1,2 cm
STUBL2	2	2 cm
STUBL3	3	2,8 cm
STUBL4	4	5 cm
STUBL5	5	7,5 cm
STUBL6	6	10 cm
STUBL7	7	15 cm
STUBL8	8	20 cm

Roll/Rollo: 20 m

Salvagrip

Elasticated bandage for support and rehabilitation

Vendaje compresivo para soporte y rehabilitación





Compressive tubular bandage which exerts a progressive and prolonged pressure. It provides the patient with a lasting, effective and comfortable support. For the professional, apply the bandage Salvagrip is simple and fast, staying in place in stable way.

Vendaje tubular compresivo que ejerce una presión progresiva y prolongada. Proporciona al paciente un soporte duradero, efectivo y cómodo. Para el profesional, aplicar el vendaje Salvagrip es sencillo y rápido, manteniéndose en su posición de manera estable.

Code/Código Size/Talla Width/Ancho

SGRIPLFA	A	4,5 cm
SGRIPLFB	B	6,3 cm
SGRIPLFC	C	6,8 cm
SGRIPLFD	D	7,5 cm
SGRIPLFE	E	8,8 cm
SGRIPLFF	F	10 cm
SGRIPLFG	G	12 cm
SGRIPLFJ	J	17,5 cm
SGRIPLFK	K	21,5 cm
SGRIPLFL	L	32,5 cm
SGRIPLFM	M	35 cm

Roll/Rollo: 10 m



**LATEX
FREE**

Salvanet

Tubular mesh for dressings fixation

Malla tubular para la fijación de apósitos





The Salvamet elastic mesh keeps dressings in place more efficiently. Its great elasticity and range of sizes allow versatile application in any part of the body.

La malla elástica Salvamet permite mantener apósitos en su lugar de forma más eficiente. Su gran elasticidad y variedad de tallas permiten una aplicación versátil en cualquier parte del cuerpo.

Code/Código	Size/Talla	Width/Ancho
SNETLF1	1	2 cm
SNETLF2	2	3,5 cm
SNETLF3	3	4,5 cm
SNETLF4	4	5 cm
SNETLF5	5	7 cm
SNETLF6	6	8 cm
SNETLF7	7	11 cm
SNETLF8	8	13,5 cm
SNETLF9	9	14 cm

Roll/Rollo: 10 m



**LATEX
FREE**

Applicators/ Aplicadores



Código/Code Talla/Size Diámetro/Diameter

SAPPA	A (dedo/finger)	5 cm
SAPPE	E	8,5 cm
SAPPF	F	11,5 cm
SAPPG	G	14 cm
SAPPH	H	16,5 cm



Size guide / Guía de tallas

	Salvatub	Salvagrip	Salvanet	Applicator Aplicador
Small fingers/Dedos pequeños	1	-	1/2	A
Medium fingers/Dedos medios	2	-	1	A
Fingers with dressing/Dedos con apósitos	3	-	1	A
Infant limbs/Extremidades niños	3	A	2	E
Small wrist and ankle/Muñecas y tobillos delgados	4	B	2	E
Hands and arms/Manos y brazos	4	C	2	F
Elbow-forearm/Codos-antebrazos	4	D	3	F
Legs-knees/Piernas-rodillas	5	E	4	G
Head/Cabeza	-	-	5	-
Thick legs/Piernas gruesas	6	F-G	6	H
Small trunk-hip/Tronco delgado-cadera	7	J	7	-
Medium trunk/Tronco medio	8	K	7	-
Thick trunk/Tronco grueso	8	L	8	-
Extra thick trunk/Tronco extra-grueso	8	M	8	-

MEDICARE SYSTEM
The innocare company



Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.

Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicare-system.net