Hygiene



UNDERPADS, COVERS,
PROTECTORS AND PAJAMAS

EMPAPADORES, FUNDAS,
PROTECTORES Y PIJAMAS

Medicovers · Bodyfix · Bodysystem

Medicovers Absor

The ultra-absorbent Medicovers Absor underpads protect the mattress and bedding from liquids, while being breathable, thus keeping the patient comfortably dry. They are washable -resists more than 200 washes (ECO: 150 washes) at 90 degrees- and reusable, assuming a great advantage over the disposable underpads because are more respectful with the environment and becoming more economical.

Los empapadores ultra-absorbentes Medicovers Absor protegen el colchón y la ropa de cama de los líquidos, a la vez que son transpirables, por lo que mantiene al paciente confortablemente seco. Son lavables -resisten más de 200 lavados (ECO: 150 lavados) a 90 grados- y reutilizables, suponiendo una gran ventaja sobre los empapadores desechables al ser más respetuosos con el medio ambiente y resultando más económicos.

Absor PLUS grip underpads

Empapador Absor PLUS grip

2

Code/*Código*

ABSOR GRIP 7090 PA

70 x 90 cm

Box of 10x4 units
Caja de 10x4 unidades




ABSOR technology

The advanced Absor technology consists of a functional laminate of 4 and 5 layers of technical fabrics. The first layer transfers the liquids quickly to the lower layers, becoming dry again in a few minutes and the liquid being blocked in the intermediate layers. This operation does not impede the passage of air, helping to keep the patient's skin dry.

Tecnología ABSOR

La avanzada tecnología Absor consiste en un laminado funcional de 4 y 5 capas de tejidos técnicos. La primera capa transfiere los líquidos rápidamente a las capas inferiores, volviendo a estar seca en pocos minutos y quedando bloqueado el líquido en las capas intermedias. Este funcionamiento no impide el paso del aire, favoreciendo así mantener seca la piel del paciente.



LAYERS/*CAPAS*

1. Always DRY
   Siempre SECA
2. High DISPERSION pad
   Acolchado de alta DISPERSIÓN
3. High ABSORTION (held more than 2L/m^2)
   Alta ABSORCIÓN (retiene más de 2L/m^2)
4. BREATHABLE and WATERPROOF PU memprane
   Membrana TRANSPIRABLE e IMPERMEABLE de PU
5. Bottom protector
   Protección inferior

Absor PLUS/ECO with wings

Absor PLUS/ECO con alas



The lateral wings easily fit under the mattress to maintain the position of the underpad.


Las alas laterales se ajustan fácilmente bajo el colchón para mantener la posición del empapador.


Code/*Código*	Measures/*Medidas*
ABSOR PLUS7090 A	70 x 90 cm
ABSOR ECO7090 A	70 x 90 cm

Box of 10x4 units
Caja de 10x4 unidades

Absor PLUS/ECO

Absor PLUS/ECO





Code/*Código*	Measures/*Medidas*
ABSOR PLUS7090	70 x 90 cm
ABSOR ECO7090	70 x 90 cm

Box of 10x4 units
Caja de 10x4 unidades

Medicovers Protector

Reusable hygienic covers for mattress and pillow, waterproof, breathable and fireproof. Manufactured in technical fabric with polyurethane coating, they have antibacterial and fungicidal properties.

Fundas higiénicas reutilizables para colchón y almohada, impermeables, transpirables e ignífugas. Fabricadas en tejido técnico con recubrimiento de poliuretano, poseen propiedades antibacterianas y fungicidas.

Covers characteristics/ *Características fundas*

- Antibacterial-Fungicide/ *Antibacteriano-Fungicida*
  Norm:ISO 846:1997
- Fireproof/ *Ignífugo*
  CRIB 5 Norm: BS 7175:1989 section 3 / M-1 Norm: UNE 23.727-90 1R / Norm: UNE EN ISO 12952:1998 section 1-2-3-4
- Latex free/ *Sin látex*
- Composition: 38% Polyester, 62% Polyurethane
  Composición: 38% Poliéster, 62% Poliuretano

Adaptable protective cover

Funda protectora ajustable

Code/*Código*	Size/*Medidas*
FPU5000 SAN	190 x 90 x 15 cm
FPU5010 SAN	190 x 90 x 18 cm
FPU5020 SAN	190 x 90 x 20 cm



Protective cover with zip

Funda protectora con cremallera

Code/*Código*	Size/*Medidas*
FPU5200 SAN	190 x 90 x 15 cm
FPU5210 SAN	190 x 90 x 18 cm
FPU5220 SAN	190 x 90 x 20 cm



Pilow cover with zip

Funda de almohada con cremallera




Code/*Código*	Size/*Medidas*
FPU5300 SAN	100 x 43 cm
FPU5310 SAN	90 x 43 cm
FPU5320 SAN	80 x 43 cm
FPU5330 SAN	70 x 43 cm

Padded protector for bed rail

Protector acolchado para barandilla





It avoids injuries to the patient by protecting them from blows against the handrail and prevent from inserting the limbs between the lateral bars. With fast assembly and disassembly thanks to the 4 fastening straps with clip closure.

Evita lesiones en el paciente al protegerle de golpes contra la barandilla impidiendo, además, que pueda introducir las extremidades entre las barras laterales. Con rápido montaje y desmontaje gracias a las 4 cintas de sujeción con cierre de clip.

Code/*Código*	Size/*Medidas*
FPU5740 SAN	140 x 34 x 3 cm
FPU5750 SAN	190 x 34 x 3 cm

Bodyfix

Bodyfix is a pajama-cover designed to provide a comfortable and very light restraint in passive, disoriented or with neurological affections patients, preventing them from accessing the diaper, tubes, probes, etc. It's used similarly to a sheet, with adaptable elastic adjustment under the mattress. It allows postural change and the patient can sit on bed comfortably. Opening with longitudinal zipper with easy access to the patient for hygiene and release. Two small side openings with zip allow the passage of tubes, probes, catheters, cables, etc. Made in two types of fabric, blue terry cloth for cold climates and white piqué for warm climates.





Code/*Código*	Size/*Medidas*	Fabric/*Tejido*
BFX8000	90 x 200 cm	Blue Terry cloth/*Rizo azul*
BFX8050	90 x 200 cm	White Piqué/*Piqué blanco*

Bodyfix es un pijama-sábana diseñado para proporcionar una confortable y muy ligera contención en pacientes pasivos, desorientados o con afecciones neurológicas, evitando que pueda acceder al pañal, tubos, sondas, etc. Se utiliza de forma similar a una sábana, con ajuste elástico adaptable bajo el colchón. Permite el cambio postural y que el paciente pueda sentarse con comodidad en la cama. Abertura con cremallera longitudinal con fácil acceso al paciente para tareas de higiene y liberación. Dos pequeñas aberturas laterales con cremallera permiten el paso de tuvos, sondas, catéteres, cables, etc. Fabricado en dos tipos de tejido, rizo azul para climas fríos y piqué blanco para climas cálidos.



Bodysystem pajamas have been designed to prevent access to the diaper by the patient. However, sanitization tasks of the caregiver are quick and easy, thanks to easy access without removing the pajamas. Made of one piece with comfortable and breathable fabric, zippered inside the legs (ankle to ankle), on the back or both areas at once, depending on the model.

Los pijamas Bodysystem han sido diseñados para impedir el acceso al pañal por parte del paciente. Sin embargo, las tareas de higienización por parte del cuidador resultan rápidas y sencillas, gracias al fácil acceso sin necesidad de quitar el pijama. Fabricado de una sola pieza con tejido confortable y transpirable, con cremallera en el interior de las piernas (de tobillo a tobillo), en la espalda o en ambas zonas a la vez, dependiendo del modelo.

Long/*Largo*

Zip/Cremallera	S	M	L	XL
Legs/*Piernas*	BSY8100	BSY8110	BSY8120	BSY8130
Back/*Espalda*	BSY8200	BSY8210	BSY8220	BSY8230
Legs and Back/ *Piernas y Espalda*	BSY8300	BSY8310	BSY8320	BSY8330





Short/*Corto*

Zip/Cremallera	S	M	L	XL
Legs/*Piernas*	BSY8105	BSY8115	BSY8125	BSY8135
Back/*Espalda*	BSY8205	BSY8215	BSY8225	BSY8235
Legs and Back/ *Piernas y Espalda*	BSY8305	BSY8315	BSY8325	BSY8335

MEDICARE SYSTEM
The innocare company

Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.

Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.net

09/18