# Ortesis




PRODUCTOS PARA
INMOVILIZACIÓN Y SOPORTE

IMMOBILIZATION AND
SUPPORT PRODUCTS

Sling · Charpa · Ortoband · Ortocel Soft

# **Sling** Roll

Sistema universal para sujeción e inmovilización con ajuste Velcro®. Su construcción con material suave y acolchado proporciona un soporte confortable y resistente. El formato en rollo facilita una amplia variedad de usos, pudiendo ser aplicado como cabestrillo (soporte de escayola), inmovilizador de brazo-hombro, cinta de sujeción para elementos de monitorización, sujeción de sondas, etc. Versátil y adaptable a pacientes de todas las edades. Colocación fácil y rápida.

*Universal system for support and immobilization with hook and loop adjustment. Its construction with soft and padded material provides a comfortable and resistant support. The roll format facilitates a wide variety of uses, being able to be applied as a sling (plaster support), arm-shoulder immobilizer, support tape for monitoring elements, fixation of probes, etc. Versatile and adaptable to patients of all ages. Easy and quick application.*



| Código/*Code* | Ancho/*Width* |
|---|---|
| SOF0050 | 5 cm |

Caja de 50 metros + 55 cierres "hook"
*Box of 50 meters + 55 "hook" closures*
















# Sling








**Inmovilizador de hombro** acolchado y de tacto suave, fabricado con velour en el exterior e interior, aplicable en brazo derecho o izquierdo de pacientes de todas las edades. Su sólida construcción sin costuras (soldado con ultrasonidos) y el versátil sistema de Velcro® permite una aplicación ajustable según la necesidad del tratamiento, resultando una inmovilización firme, segura y confortable.

*Soft touch padded **shoulder immobilizer** made of velour inside/outside and applicable on patients of all ages in the right or left arm. Its solid construction and versatile Velcro® system allows an adjustment application as required for treatment, resulting in a strong, safe and comfortable immobilization.*



| Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|
| SOF0111 | S |
| SOF0101 | M |
| SOF0121 | L |
| SOF0131 | XL |

Caja de 10 unidades
*Box of 10 units*

## Sling ECO

**Inmovilizador de hombro** básico, fabricado con velour en el exterior y suave tejido técnico hipoalergénico en el interior. Sin costuras (soldado por ultrasonidos) y adaptable con Velcro®.

*Basic **shoulder immobilizer**, made of velour outside and hypoallergenic soft touch technical fabric inside. Withouth stitches (ultrasonic welding) and adjustable with Velcro®.*

| Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|
| SOF0010 | S |
| SOF0011 | M |
| SOF0012 | L |
| SOF0013 | XL |

Caja de 10 unidades
*Box of 10 units*

# Charpa

## Charpa *PRO*

Nuevo **cabestrillo** ligero para sujeción de brazo y hombro. Diseño renovado, más ergonómico, que permite una sujeción eficaz manteniendo una postura confortable en el paciente. Transpirable y lavable. Cintas sin costuras y de tacto suave que reducen la presión en el cuello y no producen rozaduras. Ajuste mediante Velcro® y soporte para dedo pulgar.

*New lightweight **charpa** for arm and shoulder immobilization. Ergonomically redesigned, allowing an effective clamping maintaining a comfortable position for the patient. Breathable and washable. Seamless and soft touch straps that reduce the pressure on the neck and chafing. Velcro® adjustment and thumb support.*

| Código/*Code* | Talla/*Size* | |
|---|---|---|
| SOF0279 | XS | |
| SOF0280 | S | |
| SOF0281 | M | |
| SOF0282 | L | Caja de 10 unidades |
| SOF0283 | XL | *Box of 10 units* |








**Confortable**
***Comfortable***



**Resistente**
***Resistant***



**Fácil de aplicar**
***Easy application***


SOF0202

# Charpa ventilada

*Ventilated Charpa*

**Cabestrillo** ligero ventilado para sujeción de brazo, fabricado en tejido de rejilla transpirable. Con cinta de suspensión acolchada para evitar presión y rozaduras en el cuello. Ajuste mediante Velcro® y apoyo suave para dedo pulgar.

*Ventilated lightweight **charpa** for arm subjection, made of breathable mesh fabric. Padded suspension strap to prevent chafing and pressure on the neck. Adjustable with Velcro® and soft touch thumb support.*

| | Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|---|
| Caja de 12 unidades<br>*Box of 12 units* | SOF0201 | S |
| | SOF0202 | M |

# Charpa ventilada ECO

*Ventilated Charpa ECO*

Con cinturón inmovilizador
*With waistband for immobilization*

| | Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|---|
| Caja de 12 unidades<br>*Box of 12 units* | SOF0260 | S |
| | SOF0261 | M |
| | SOF0262 | L |

| | Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|---|
| Caja de 20 unidades<br>*Box of 20 units* | SOF0270 | S |
| | SOF0271 | M |
| | SOF0272 | L |


SOF0021

# Charpa ECO

| Código/*Code* | Talla/*Size* |
|---|---|
| SOF0019 | XS |
| SOF0020 | S |
| SOF0021 | M |
| SOF0022 | L |
| SOF0023 | XL |

Caja de 10 unidades
*Box of 10 units*

**Cabestrillo** ligero básico. Fabricado con tejido de tacto suave y alta resistencia. Cintas de sujeción ajustables con Velcro®. Con suave soporte para dedo pulgar y banda de cintura para inmovilización.

*Basic lightweight **charpa**. Made of soft touch and high strength fabric. Adjustable with Velcro®. With soft touch thumb support and waistband for immobilization.*

# Ortoband

## Faja abdominal

*Abdominal band*

Faja anatómica para vendaje post-operatorio, utilizable para retracciones pélvicas, compuesta por tres bandas elásticas compactas de color blanco y cierre con Velcro®. Altura (espalda): 24 cm.

*Anatomical pelvic girdle for post-operative bandage, usable for retractions, consisting of three compact white elastic bands and Velcro® closure. Height (back): 24 cm.*

| Código/*Code* | Talla/*Size* | |
|---|---|---|
| SOF0701 | S | |
| SOF0702 | M | |
| SOF0703 | L | |
| SOF0704 | XL | Caja de 10 unidades |
| SOF0705 | XXL | *Box of 10 units* |




## Faja torácica

*Thoracic band*

Faja anatómica de contención torácica para traumatismos de costillas, compuesta por dos bandas elásticas compactas de color blanco y cierre con Velcro®. Altura (espalda): 16 cm.

*Anatomical thoracic restraint girdle usable for trauma ribs, consisting of two compact white elastic bands and Velcro® closure. Height (back): 16 cm.*

| Mujer/*Woman* | | Hombre/*Man* | | |
|---|---|---|---|---|
| Código/*Code* | Talla/*Size* | Código/*Code* | Talla/*Size* | |
| SOF0721 | S | SOF0711 | S | |
| SOF0722 | M | SOF0712 | M | Caja de 20 unidades |
| SOF0723 | L | SOF0713 | L | *Box of 20 units* |



# Ortocel Soft



## Inmovilizador de rodilla

*Knee immobilizer*

Estructura de tres paneles con férula de aluminio que permite una fácil adaptación a piernas de distintos diámetros, incluso si la diferencia entre muslo y pantorrilla es grande. Fácil y rápida aplicación, con adaptación mediante Velcro®.

Indicado para traumatismos en la rodilla, tratamientos post-operatorios, tratamiento de artritis, luxaciones, lesiones musculares y tras la retirada prematura de vendajes de yeso.

*Three-panel structure with aluminium splint that allowing easy adaptation to different diameter legs, even if the difference between thigh and the calf is big. Easy and quick application with Velcro® adjustment.*

*Indicated for knee injuries, post-operative treatments, arthritis, sprains, muscle injuries and after the premature removal of plaster bandages.*

| | Código/*Code* | Talla/*Size* | Medida/*Lenght* |
|---|---|---|---|
| | SOF0400 | S | 40 |
| | SOF0425 | M | 50 |
| Caja de 10 unidades | SOF0450 | L | 60 |
| *Box of 10 units* | SOF0475 | XL | 70 |




## Frío/calor

*Cold/heat*

Compresa reutilizable de gel para aplicaciones en terapias de frío/calor.

*Reusable pack for application in cold/heat therapy.*

| | Código/*Code* |
|---|---|
| Caja de 20 unidades | SOF0600 |
| *Box of 20 units* | |

# Guía para aplicación de un Sling

## *Guide for Sling application*



Video



MEDICARE SYSTEM
The innocare company

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001
QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 13485

Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
*Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.*

Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.net

10/18