
Salvafast®

Restraint and positioning
Contención y posicionamiento



QUICK
RETENTION SYSTEM

SISTEMA DE RETENCIÓN
RÁPIDA

Salvafast Transfer · Salvafast


Salvafast TRANSFER

For STRETCHER
Para CAMILLA

Patent ES1133355U

QUICK RETENTION AND TRANSFER SYSTEM FOR STRETCHER

Innovative system for fast and safe restraint and transfer of disturbed, violent, aggressive, or disoriented patients for emergency stretchers. It allows to transfer the patient to another stretcher or bed without releasing the restraint. It consists of a sturdy sliding base that includes a set of harness, wrist, and ankle straps with a quick release double Velcro® fastening system.



SISTEMA DE RETENCIÓN RÁPIDA Y TRANSFERENCIA PARA CAMILLA

Innovador sistema para una rápida y segura retención y transferencia de personas alteradas, violentas, agresivas o desorientadas, para camillas de emergencia. Permite, en situaciones de emergencia, la transferencia de la persona a otra camilla o cama sin necesidad de liberar la contención. Está formado por una resistente base deslizante con un conjunto de arnés, muñequeras y tobilleras con sistema rápido de cierre de doble Velcro®.

	Measures/*Medidas*
Base	172 x 45 cm
Wristbands/*Muñequeras*	(P) 15 - 30 cm
Ankle bands/*Tobilleras*	(P) 20 - 40 cm

Code/*Código*	Size/*Talla*
SVT3710	One/*Única*

Salvafast *TRANSFER*



MONOBLOCK



- Harness + wristbands + ankle bands in one piece
- Designed specifically for stretchers
- Improved versatility: quick restraint + transfer
- Colored bands to identify the function of each one:
  BLUE: fixation to the stretcher
  BLACK: patient retencion
  ORANGE: handles for transfer
- Quick and safe application
- Easy to sanitize and store
- Recommended for patients up to 150 kg

- *Arnés + muñequeras + tobilleras en una única pieza*
- *Diseño específico para camillas*
- *Mayor versatilidad: contención rápida + transferencia*
- *Cintas de color para identificar la función de cada una:*
  AZULES: fijación a la camilla
  NEGRAS: retención del paciente
  NARANJAS: asas para transferencia
- *Aplicación rápida y segura*
- *Fácil de higienizar y almacenar*
- *Recomendado para pacientes hasta 150 kg*





Harness

Arnés



Belt

Cinturón



Wristbands

Muñequeras




Ankle bands

Tobilleras



Handles for transfer

Asas para transferencia



Sliding base

Base deslizante



Comfortable and soft touch

Confortable y tacto suave



Compact storage bag

Bolsa para almacenamiento compacto



Salvafast

For BED
Para CAMA



Color code for quick limb identification:
BLUE (sky): upper limbs
ORANGE (ground): lower limbs

Código de color para identificación rápida de extremidades:
AZUL (cielo): extremidades superiores
NARANJA (tierra): extremidades inferiores

QUICK RESTRAINT AND RELEASE ON BED

Comfortable devices made of neoprene for patient restraint with double Velcro® system for quick application and release. Prevents the patient from falling out of bed or self-injury being suitable for Emergency services, Neurology and ICU when time factor is a paramount issue. Fixed to the bed by a secure locking system.

RÁPIDA CONTENCIÓN Y LIBERACIÓN EN CAMA

Confortables dispositivos de neopreno para contención de pacientes, provistas de sistema de doble Velcro® que permiten una rápida aplicación y liberación. Previene que el paciente pueda caer de la cama o autolesionarse y es apropiado para servicios de Urgencias, Neurología y UCI, donde el factor tiempo es primordial. Anclaje a la cama mediante sistema de cierre seguro.

Accessories */Accesorios*



Code/*Código*
SVF3500

Box of 10 standard locks (button + pin)
Caja de 10 sistemas de cierre estándar (botón + pivote)



Code/*Código*
SVF3505

Box of 10 waterproof locks (button + pin)
Caja de 10 sistemas de cierre sumergibles (botón + pivote)



Code/*Código*
SVF3551

Box of 10 magnetic keys (Blue key)
Caja de 10 llaves magnéticas (Blue Key)

Upper-arm band

Sujeción de antebrazo



- **1** set of upper-arm bands
  juego de sujeciones de antebrazo
- **2** locks/*botones de cierre*
- **1** magnetic key/*llave magnética*
  Blue Key

Code/*Código*	Measures/*Medidas*
SVT3755	45 x 12 cm

Wristbands

Muñequeras





INDIVIDUAL
- **1** pair of wristbands
  par de muñequeras
- **2** locks/*botones de cierre*
- **1** magnetic key
  llave magnética
  Blue Key

Code/*Código*	Measures/*Medidas*
SVT3720	30 x 6,5 cm

MONOBLOCK
- **1** set of wristbands
  juego de muñequeras
- **2** locks/*botones de cierre*
- **1** magnetic key
  llave magnética
  Blue Key

Code/*Código*	Measures/*Medidas*
SVT3725	30 x 6,5 cm

Ankle bands

Tobilleras



- **1** set of ankle bands
  juego de tobilleras
- **2** locks/*botones de cierre*
- **1** magnetic key/*llave magnética*
  Blue Key

Code/*Código*	Measures/*Medidas*
SVT3730	40 x 6,5 cm

Salvafast





Medicare System products are manufactured according to Directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.

MEDICARE SYSTEM
The innocare company

Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.net

01/22