SALVAFIX Pro

ESPAÑOL



***Cinturón abdominal Memory PRO**, para prevenir las autolesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre con apertura magnética. Por su construcción permite controlar el giro a derecha y/o izquierda así como la realización de cambios posturales. Incorpora una sujeción femoral cosida al cinturón para evitar el deslizamiento hacia abajo manteniendo la zona perineal despejada.*

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Perforado reforzado por ultrasonidos y ollados de acero inoxidable. Ribete suave de poliéster 100% de color azul. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato/ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

CINTURÓN ABDOMINAL CON FEMORAL

CARACTERÍSTICAS



Sistema alfanumérico Memory®patentado



Sujeción femoral para evitar deslizamientos



Doble ollados para mayor seguridad en tallas XL



Adaptable a camas de 80-100 cm



Ribete suave en todo el contorno para evitar rozaduras



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul)
L (Verde) - XL (Rojo)



Bandas laterales cosidas



Articulación reforzada

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Memory Pro

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón con femoral

PATENTE: EP2384726B1 / 002417972 / 10382112.0

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)			
		Cinturón		Femoral	
		Contorno Min./Max.	Ancho	Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3001F	S	46 / 76	16	28 / 34	8
SVF3000F	M	68 / 108	18	32 / 62	8
SVF3002F	L	95 / 135	18	32 / 62	8
SVF3003F	XL	115 / 150	18	32 / 62	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Memory PRO - Cinturón con femoral
- 5 - Cierres de seguridad (6 unidades T/L - T/XL)
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE