
SALVAFIX Pro

ESPAÑOL



***Cinturón perineal Memory PRO**, para prevenir las auto-lesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre con apertura magnética. Por su construcción permite controlar el giro a derecha y/o izquierda así como la realización de cambios posturales. Incorpora una banda perineal cosida al cinturón para evitar que el paciente pueda liberarse deslizándose hacia abajo.*

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Perforado reforzado por ultrasonidos y ollados de acero inoxidable. Ribete suave de poliéster 100% de color azul. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

CINTURÓN PERINEAL

CARACTERÍSTICAS



Sistema alfanumérico Memory®patentado



Adaptable a camas de 80-100cm



Bandas laterales cosidas



Banda perineal cosida



Ribete suave en todo el contorno para evitar rozaduras



Articulación reforzada



Doble ollados para mayor seguridad en talla XL



Codigo de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul)
L (Verde) - XL (Rojo)



Modelo Bariátrico
XXL (Marrón)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Memory Pro

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón perineal

PATENTE: EP2384726B1

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)			
		Cinturón		Perineal	
		Contorno Min./Max.	Ancho	Largo	Ancho
SVF3001P	S	46 / 76	16	60	5
SVF3000P	M	68 / 108	18	80	5
SVF3002P	L	95 / 135	18	100	5
SVF3003P	XL	120 / 150	18	120	5
SVF3004P	XXL	135 / 200	27	120 (x2)	5

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN

- 1 - Salvafix Memory PRO - Cinturón perineal
- 3 - Cierres de seguridad (4 uni T/L - T/XL, 8 uni T/XXL)
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones





Talla XXL

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso