SALVAFIX Standard



SALVAFIX Standard - Cinturón perineal *con cierres de seguridad de apertura magnética. Indicado para prevenir las autolesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla. Se compone de un cinturón con ajuste regulable mediante ollados y una base para la fijación del conjunto a la cama. Ambas piezas están unidas mediante costuras reforzadas sin articulación. Incorpora dos bandas laterales cosidas que aumentan la seguridad. Perineal cosido para impedir que el paciente pueda deslizarse hacia abajo y evitar el riesgo de asfixia.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior y ollados de acero inoxidable para una mayor resistencia. Ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio. El mecanismo se bloquea al insertar el pivote por su orificio y se desbloquea colocando la llave magnética en su cara superior.

CINTURÓN PERINEAL

CARACTERÍSTICAS



Adaptable a camas de 80-100cm



Banda perineal cosida



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul) - L (Verde)



Ribete suave para evitar rozaduras



Bandas laterales cosidas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón perineal

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caidas de la cama o camilla

UDI-DI Básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)			
		Cinturón		Perineal	
		Contorno Min. /Max.	Ancho	Largo	Ancho
SVF3031P	S	46 / 76	16	80	5
SVF3030P	M	68 / 108	18	100	5
SVF3032P	L	95 / 135	18	120	5

COLOR

- Blanco
- Azul celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Standard - Cinturón perineal
- 3 - Cierres de seguridad (4 - Talla L)
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso