SALVAFIX Standard

ESPAÑOL



***SALVAFIX Standard sistema completo**. El sistema completo Salvafix es la solución global para la contención de pacientes encamados. Ofrece el máximo nivel de seguridad para el paciente y el personal médico. El sistema se compone de todos los elementos necesarios de la gama Standard para la contención total del paciente. Estos dispositivos también pueden usarse individualmente si se precisa.*

SISTEMA COMPLETO

COMPONENTES


Arnés


Muñequeras


Banda perineal cosida


Cinturón perineal


Tobilleras


Cierres de seguridad
Llaves magnéticas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Sistema completo

USO PREVISTO: Prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI Básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla
SVF3121P	S
SVF3120P	M
SVF3122P	L

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste
- Beige

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN

Agrupado en caja de cartón:

- 1 Arnés
- 1 Banda de cama arnés
- 1 Cinturón perineal
- 2 Muñequeras
- 1 Conjunto de tobilleras
- 12 cierres (13 para L)
- 4 llaves magnéticas
- Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE