SALVAFIX Pro

ESPAÑOL



***SALVAFIX Memory PRO sistema completo**. El sistema completo Salvafix es la solución global para la contención de pacientes encamados. Ofrece el máximo nivel de seguridad para el paciente y el personal médico. El sistema se compone de todos los elementos necesarios para la contención total del paciente. Estos dispositivos también pueden usarse individualmente si se precisa.*

Todo agrupado en una resistente bolsa de transporte, con capacidad para todo el sistema completo. Dispone de asa termoplástica para mayor agarre y cierre con cremallera inyectada blanca. También incorpora unas etiquetas por cada talla para colocar en el lateral de la bolsa, para así indicar la talla del contenido de la misma.

SISTEMA COMPLETO

COMPONENTES


Arnés


Muñequeras


Banda perineal cosida


Bolsa de transporte


Cinturón perineal


Tobilleras


Cierres de seguridad
Llaves magnéticas



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul)
L (Verde) - XL (Rojo)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Memory Pro

NOMBRE DE PRODUCTO: Sistema completo

USO PREVISTO: Prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI Básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla
SVF3151P	S
SVF3150P	M
SVF3152P	L
SVF3153P	XL

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste
- Beige

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN

Agrupado en bolsa de transporte y encajado en caja de cartón:

- 1 Arnés con banda torácica
- 1 Banda de cama arnés
- 1 Cinturón perineal
- 2 Muñequeras
- 2 Tobilleras
- 1 Banda de cama tobilleras
- 15 cierres (16 para L y XL)
- 4 llaves magnéticas
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Llavero extensible
- Pegatinas de posicionamiento
- Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE