SALVAFIX Standard

ESPAÑOL



SALVAFIX Standard - Muñequeras *con cierres de seguridad de apertura magnética. Permiten asegurar las extremidades superiores de pacientes desorientados o alterados que, al no controlar sus movimientos, pueden lesionarse o manipular otros elementos de la contención para liberarse. También está indicado para contención de pacientes agitados o violentos, que pueden suponer un riesgo para el cuidador.*

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Ollados de acero inoxidable y perforado por ultrasonidos. Anillas soldadas de acero inoxidable. Lámina de foam celeste de 5 mm acolchada que envuelve las muñecas, con ribete suave de poliéster 100% y sistema de ajuste rápido con Velcro®. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

MUÑEQUERAS

CARACTERÍSTICAS



Confortables muñequeras acolchadas de tacto suave y fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



Ribete suave para evitar rozaduras



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M - M/L (Azul) - L (Verde)



Color de ribete identificativo:
Beige = TIERRA (Extremidades inferiores)
Azul celeste = CIELO (Extremidades superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Muñequeras

USO PREVISTO: Prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3221	S	9 / 15	8
SVF3220	M	14 / 20	8
SVF3222	L	19 / 25	8
SVF3260	M/L	14 / 25	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 2 - Salvafix Standard - Muñequeras
- 2 - Cierres de seguridad (4 - SVF3260)
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE