
SALVAFIX Standard



SALVAFIX Standard - Muñequeras Monoblock *con cierres de seguridad de apertura magnética. Constan de un conjunto de muñequeras cosidas sobre una banda que permite su fijación a la cama. Permiten asegurar las extremidades superiores de pacientes desorientados o alteradas que, al no controlar sus movimientos, pueden lesionarse o levantarse de la cama. También está indicado para contención de pacientes agitados o violentos, que pueden suponer un riesgo para el cuidador.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior y ollados de acero inoxidable para una mayor resistencia. Muñequeras acolchadas de 5mm con ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierre de Velcro® para una aplicación fácil y rápida. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio.

MUÑEQUERAS MONOBLOCK

CARACTERÍSTICAS



Confortables muñequeras acolchadas de tacto suave



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul) - L (Verde)



Ribete suave para evitar rozaduras



Color de ribete identificativo:
Beige = TIERRA (Extremidades inferiores)
Azul celeste = CIELO (Extremidades superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Muñequeras Monoblock

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3231	S	9 / 15	8
SVF3230	M	14 / 20	8
SVF3232	L	19 / 25	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul Celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Standard - Muñequeras Monoblock
- 4 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso