SALVAFIX Standard

ESPAÑOL




SALVAFIX Standard manopla cama *permite sujetar la mano del paciente a la cama para prevenir autolesiones, arañazos y evitar la extracción de tubos para el suministro de la medicación. La fijación se realiza mediante cierres de seguridad de apertura magnética.*

Banda de contención fabricada con cintas de poliester de alta tenacidad con refuerzo interior , que ofrecen una alta resistencia a tracción. Hebillas y ojetes de acero inoxidable. Manopla fabricada con foam de 8mm, velour de poliamida y tejido suave de viscosa en el interior para el contacto con la piel. Tejido de malla en la cara externa para mayor transpirabilidad. Ribete de poliester agradable al tacto en todo el contorno de la manopla. Fijación rápida mediante cierres Hook/loop. Rellena de fibra para reducir los movimientos de la mano.
Cierres de seguridad se componen de un pivote de acero inoxidable y un botón cilindrico de PC/ABS con mecanismo mecánico que bloquea el pivote. Se requiere una llave magnética para la liberación del sistema. Fabricada en PA e imán de neodimio.

MANOPLA CAMA

CARACTERISTICAS



Confortable interior acolchado y tejido de malla transpirable



Disponible en 2 tallas: M - L



Banda de contención con cierres de seguridad para cama



Ribete suave en todo el contorno

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Manopla cama

USO PREVISTO: Prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla.

UDI-DI básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Unidades			
		Manopla	Cincha	Cierre	Llave
SVF3210	M	1	1	2	1
SVF3212	L	1	1	2	1
SVF3290	M	10	-	-	-
SVF3292	L	10	-	-	-
SVF3295		-	10	-	-

Manopla	
Talla	Medidas
M	16 x 29 cm
L	19 x 32 cm

Banda de contención	
Talla	Contorno Min./Máx.
	14 / 25 cm

COLOR

Blanco natural Azul celeste

COMPOSICIÓN

Banda contención:
100% Poliester
Anillas y ojales de acero inoxidable

Manopla:
65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Fibra siliconada 100% poliéster

ATENCIÓN

- Lea atentamente las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones antes de usar los productos Salvafix. Un uso incorrecto del producto puede ocasionar graves lesiones.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Banda de contención:



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

Manopla:



- No lavar
- Producto para un único paciente

PRESENTACIÓN

PACK
- 1 - Manopla cama
- 1 - Banda de contención
- 2 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual instrucciones

SVF3210-12 — CAJA 5 PACKS

SVF3290-92 — CAJA 5 MANOPLAS

SVF3295 — CAJA 20 BANDAS

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE