SALVAFIX Pro



SALVAFIX Memory Pro - Tobilleras *de sujeción con velcro, para prevenir las autolesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre de seguridad mediante botón de apertura magnética. El sistema de codificación alfanumérico Memory PRO, proporciona un sistema de colocación fácil y rápido.*


Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Ollados de acero inoxidable y perforado por ultrasonidos. Anillas soldadas de acero inoxidable. Lámina de foam celeste de 5 mm acolchada que envuelve los tobillos, con ribete suave de poliéster 100% y sistema de ajuste rápido con velcro. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

TOBILLERAS

CARACTERÍSTICAS



Sistema alfanumérico patentado Memory®



Confortables tobilleras acolchadas de tacto suave y fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



Código de color por tallas
S (Amarillo) - M (Azul)
L (Verde) - XL (Rojo)



Ribete suave para evitar rozaduras



Color de ribete identificativo:
Beige = TIERRA (Extremidades inferiores)
Azul celeste = CIELO (Extremidades superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Memory PRO

NOMBRE DE PRODUCTO: Tobilleras

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3351	S	14 / 20	8
SVF3350	M	19 / 25	8
SVF3352	L	24 / 30	8
SVF3353	XL	29 / 35	8

COLOR

- Blanco natural
- Beig

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 2 - Salvafix Memory PRO - Tobilleras
- 1 - Banda de cama
- 4 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE