SALVAFIX Pro



Arnés de sujeción independiente SALVAFIX- Memory Pro *se utiliza para prevenir que el paciente se deslice verticalmente . Una banda alrededor del tórax evita que se resbale y que el arnés se afloje. Detiene una incorporación violenta o inmediata, evitando que el paciente se auto lesione o lesione a otros. Este arnés se puede colocar sin estar conectado a un cinturón y también ofrece la posibilidad de colocar las correas del arnés en posición paralela para evitar tocar el cuello y la presión sobre el esternón.*

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos.Perforado reforzado por ultrasonidos y ollados de acero inoxidable . Ribete suave de poliéster 100% de color azul. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

ARNÉS SIN FIJACIÓN AL CINTURÓN

CARACTERÍSTICAS



Adaptable a camas de 80-100cm.



Ribete suave para evitar rozaduras.



Banda de tórax de 8 cm de ancho.



Código de color para las tallas:
S (Amarillo) - M/L(Azul) - XL (Rojo)

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVAFIX Memory Pro

USO PREVISTO: Evitar que el paciente se deslice verticalmente.

NOMBRE DEL PRODUCTO: Arnés sin fijación al cinturón.

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min./ Max.	Ancho
SVF3441	S	40 / 80	8
SVF3440	M/L	75 / 115	8
SVF3443	XL	105 / 145	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul claro

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN

- 1 - Arnés sin fijación al cinturón -Salvafix Memory PRO
- 6 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad



MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE