SALVAFIX Standard

ESPAÑOL



Muslera SALVAFIX Standard *de sujeción con Velcro®, para reducir la flexión y el movimiento de las piernas a la altura de los muslos y así prevenir las autolesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre de seguridad mediante botón de apertura magnética.*


Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Ollados de acero inoxidable y perforado por ultrasonidos. Anillas soldadas de acero inoxidable. Lámina de foam celeste de 5 mm acolchada que envuelve los muslos, con ribete suave de poliéster 100% y sistema de ajuste rápido con Velcro®. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

MUSLERA

CARACTERÍSTICAS



Ribete suave para evitar rozaduras



Confortables musleras acolchadas de tacto suave y fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



Color de ribete identificativo:
Beige = TIERRA (Extremidades inferiores)
Azul celeste = CIELO (Extremidades superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Muslera

USO PREVISTO: Prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min. / Max.	Ancho
SVF3600	Única	32 / 64	8

COLOR

- Blanco natural
- Beige

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Standard - Muslera
- 4 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE