SALVAFIX Standard

ESPAÑOL




SALVAFIX Standard - DUO universal *con cierres de seguridad de apertura magnética. Permiten asegurar las extremidades superiores e inferiores de pacientes desorientados o alteradas que, al no controlar sus movimientos, pueden lesionarse o manipular otros elementos de la contención para liberarse. También está indicado para contención de pacientes agitados o violentos, que pueden suponer un riesgo para el cuidador.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior, ollados y anillas de acero inoxidable para una mayor resistencia. Plantillas acolchadas de 5mm con ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierre de Velcro® para una aplicación fácil y rápida. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio.

DUO UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS



Confortables plantillas acolchadas de tacto suave



Talla Única
Permite abarcar desde una T/S a T/L



Ribete suave para evitar rozaduras



Para extremidades superiores e inferiores

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: DUO Universal (Unidad)

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama o camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min. / Max.	Ancho
SVF3800	Única	10 / 34	8

COLOR

- Blanco natural
- Gris

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 2 - Salvafix Standard - DUO Universal
- 4 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE