MEDICOVERS absor

ESPAÑOL



Medicovers Absor ECO. *Empapadores ultra absorbentes para proteger la cama y el colchón de líquidos y fluidos corporales. Sus propiedades transpirables e impermeables permiten proteger el colchón y mantener el paciente seco y confortable. Lavable y reutilizable, puede ser lavado 150 ciclos a una temperatura de 90ºC.*

ABSORECO7090A *Incluye alas laterales de 40cm que pueden ajustarse por debajo del colchón para mantener el empapador sujeto en su posición.*

Tecnología de absorción avanzada: Fabricada a partir de 4 capas de tejidos técnicos. La primera capa transfiere rápidamente los líquidos a las capas inferiores manteniéndose seca en pocos minutos. Las capas inferiores retienen los líquidos manteniendo el colchón seco y protegido.

EMPAPADOR ABSOR ECO

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de absorción avanzada
- Capas impermeables
- Reutilizable (150 ciclos de lavado)
- Transpirable
- Higiénico
- Económico

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: MEDICOVERS Absor

NOMBRE DE PRODUCTO: Empapador Absor ECO

USO PREVISTO: Protección para cama y colchón frente a líquidos y fluidos corporales.

UDI-DI BÁSICO: 843603535FPULP

TABLA DE MEDIDAS

Referencia	Medidas (cm)		
	Ancho	Largo	Alas
ABSORECO7090A	70	90	40

COLOR

Azul celeste / verde Blanco

COMPOSICIÓN

Empapador: 83% Poliéster - 10% Viscosa - 7% Poliuretano
Alas: 50% Algodón- 50% Poliéster

INSTRUCCIONES DE LAVADO




- No utilizar suavizante, peróxidos, componentes con cloro, ni agentes blanqueadores.

- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN

- **1 Pack:** 10 Medicovers - Empapadores Absor ECO
- **1 Caja:** 4 Packs (10 Medicovers - Absor ECO)



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE