MEDICOVERS absor

ESPAÑOL



Medicovers Absor PLUS. *Empapadores ultra absorbentes para proteger la cama y el colchón de líquidos y fluidos corporales. Sus propiedades transpirables e impermeables permiten proteger el colchón y mantener el paciente seco y confortable. Su construcción de 5 capas y su acabado en costuras onduladas, le aportan una durabilidad superior. Lavable y reutilizable, puede ser lavado más de 200 ciclos a una temperatura de 90ºC.*


ABSORPLUS7090A *Incluye alas laterales de 40cm que pueden ajustarse por debajo del colchón para mantener el empapador sujeto en su posición.*

Tecnología de absorción avanzada: Fabricada a partir de 5 capas de tejidos técnicos. La primera capa transfiere rápidamente los líquidos a las capas inferiores manteniéndose seca en pocos minutos. Las capas inferiores retienen los líquidos manteniendo el colchón seco y protegido.

EMPAPADOR ABSOR PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de absorción avanzada (5 Capas):



1- SIEMPRE SECA - 100% PES
2 - ALTA DISPERSIÓN - 100% PES
3- ALTA ABSORCIÓN - 80% PES / 20% Viscosa
4 - TRANSPIRABLE / IMPERMEABLE - 100% PU
5 - PROTECCIÓN - 100% PES

- Velocidad de absorción: La primera gota se absorbe inmediatamente, a menos de 60mbar de presión para un producto nuevo. Aumentando hasta 27 mbar de presión después de 200 lavados según la normativa (UNE EN 20811).
- Capacidad de absorción: Puede retener más de 3,1 L/m2 incluso después de 200 lavados.
- Reutilizable (Más de 200 ciclos de lavado)
- Transpirable
- Higiénico
- Económico

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: MEDICOVERS Absor

NOMBRE DE PRODUCTO: Empapador Absor PLUS

USO PREVISTO: Protección para cama y colchón frente a líquidos y fluidos corporales.

UDI-DI BÁSICO: 843603535FPULP

TABLA DE MEDIDAS

Referencia	Medidas (cm)		
	Ancho	Largo	Alas
ABSORPLUS7090A	70 cm	90 cm	40 cm

COLOR

Azul celeste / verde Blanco

COMPOSICIÓN

Empapador: 86% Poliéster - 8% Viscosa - 6% Poliuretano
Alas: 50% Algodón- 50% Poliéster


INSTRUCCIONES DE LAVADO



- No utilizar suavizante, peróxidos, componentes con cloro, ni agentes blanqueadores.
- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN

- **1 Pack:** 10 Medicovers - Empapadores Absor PLUS
- **1 Caja:** 4 Packs (10 Medicovers - Empapadores Absor PLUS)



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE