BODYFIX

ESPAÑOL



Bodyfix pijama sábana. *Proporciona una confortable y ligera contención para pacientes pasivos, desorientados o con afecciones neurológicas. Permite evitar que el paciente pueda acceder al pañal, tubos u otros elementos médicos en contacto con el paciente.*

Se fija a la cama como una sábana y se refuerza con unas bandas elásticas por debajo del colchón. Permite cambios posturales, como sentarse o colocarse en posición fetal, proporcionando una sensación de libertad y comodidad al paciente.

Fabricado en dos tipos de tejido, rizo azul para invierno o climas fríos y piqué blanco para verano o climas cálidos. El cierre del pijama se realiza mediante una cremallera longitudinal, que permite un fácil y rápido acceso para la higiene. Dispone de una apertura con cremallera en cada lado para la entrada de tubos, catéteres, cables, etc.

PIJAMA SÁBANA

CARACTERÍSTICAS



2 cintas elásticas de ajuste



Cremallera desde el cuello hasta los pies



Aperturas laterales para cateteres, sondas, etc.



Disponible en 2 tejidos (Invierno / verano)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Bodyfix

NOMBRE DE PRODUCTO: Pijama sábana

USO PREVISTO: Sujeción ligera para prevención de caídas e impedir el acceso al pañal, de sondas, tubos, etc.

UDI-DI BÁSICO: 843603535BFXKB

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Tejido	Talla	Medidas (cm)
BFX8000 BFX8050	Invierno Verano	Única	Camas individuales 200 x 90

MODELO / COLOR / COMPOSICIÓN

MODELO	COLOR	COMPOSICIÓN
BFX8000:	Azul celeste / Blanco	40% CO - 60% PES
BFX8050:	Blanco	50% CO - 50% PES LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO **BFX8000:**



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Bodyfix - Pijama sábana

INSTRUCCIONES DE LAVADO **BFX8050:**



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- Planchar a baja temperatura
- No lavar en seco



El producto BFX8050 puede ser lavado a máquina hasta 90ºC si se requiere. No obstante, presentará un encogimiento del tejido y puede agravar el deterioro del producto.

Encogimiento a 90ºC (Primer lavado):
Trama >15% / Urdimbre >8%

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE