MEDICOVERS

ESPAÑOL





Medicovers *fundas de protección higiénicas para colchón. Disponibles con sistema de solapa ajustable y cremallera.*

Reutilizables y lavables a 95ºC. Fabricadas con tejido técnico de poliéster con recubrimiento de poliuretano. Impermeables, transpirables, ignífugas, antibacterianas y fungicidas.
Cremallera de nylon blanca (únicamente productos con cremallera).

PROTECTOR DE COLCHÓN

CARACTERÍSTICAS

- Oeko-Tex® Standard 100 - Clase I
- Ignífugo
- Impermeable
- Transpirable
- Lavable 95ºC
- Esterilizable en autoclave

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: MEDICOVERS

NOMBRE DE PRODUCTO: Protector de colchón

USO PREVISTO: Protección de colchón

UDI-DI BÁSICO: 843603535FPULP

TABLA DE MEDIDAS

Código		Medidas (cm)		
Sin cremallera	**Cremallera**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
FPU5000SAN	FPU5200SAN	190	90	15
FPU5010SAN	FPU5210SAN	190	90	18
FPU5020SAN	FPU5220SAN	190	90	20

COLOR

Azul celeste

COMPOSICIÓN

Funda: 38% Poliéster - 62% Poliuretano
LIBRE DE LÁTEX

DATOS TÉCNICOS

- **Certificado:** Oeko-Tex® Standard 100 Producto clase I.
  Testado para sustancias nocivas.
- **Ignífugo:** Standard BS 7175:1989 Sección tres. Materiales individuales.
- **Impermeabilidad:** 180 cm columna de agua
- **Transpirabilidad:** 1000 gr/m2 / 24 horas
- **Encogimiento a 95ºC (Primer lavado):**
  Trama <4% / Urdimbre <2%
- **Esterilización autoclave:** 120/130 ºC

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- Planchar a temp. baja (del revés)
- Lavar en seco, sin tricloroetileno

- No usar productos que contengan peróxidos (agua oxigenada), lejías y compuestos con cloro, productos con dimetilformamida, cetonas, amoníaco, derivados, fenólicos, ácidos y álcalis.

PRESENTACIÓN



- 1 Medicovers - Protector de colchón

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE