MEDICOVERS

ESPAÑOL



Medicovers protector de barandilla, *es un protector acolchado para evitar lesiones al paciente producidas por golpes contra las barandillas. También impide que el paciente pueda introducir brazos o piernas entre las barras laterales.*

Dispone de 4 cintas ajustables para los modelos de 140 cm y 190 cm de largo, y 2 cintas ajustables para el modelo de 100 cm de largo, que se cierran mediante clips, que permiten adaptase a todo tipo de barandillas.

Está fabricado con tejido técnico de poliéster con recubrimiento de poliuretano, con características antibacterianas, impermeable, transpirable e ignífugo.

Interior con lámina de espuma de poliuretano de 25 mm de grueso, extraíble para su lavado. Cinchas de polipropileno y cierre clip ajustable. Cremallera de nylon blanca.



PROTECTOR DE BARANDILLA

CARACTERÍSTICAS

- Oeko-Tex® Standard 100 - Clase I
- Ignífugo
- Impermeable
- Transpirable
- Lavable 95ºC
- Esterilizable en autoclave

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: MEDICOVERS

NOMBRE DE PRODUCTO: Protector de barandilla

USO PREVISTO: Prevención de contusiones

UDI-DI BÁSICO: 843603535FPULP

TABLA DE MEDIDAS

Código	Medidas (cm)		
	Largo	Ancho	Grosor
FPU5710 SAN	100	34	3
FPU5740SAN	140	34	3
FPU5750 SAN	190	34	3

COLOR

- Azul marino

COMPOSICIÓN

Funda: 38% Poliéster - 62% Poliuretano
Espuma: 100% Poliuretano
LIBRE DE LÁTEX

DATOS TÉCNICOS

- **Certificado:** Oeko-Tex® Standard 100 Producto clase I. Testado para sustancias nocivas.
- **Ignífugo:** Standard BS 7175:1989 Sección tres. Materiales individuales.
- **Impermeabilidad:** 180 cm columna de agua
- **Transpirabilidad:** 1000 gr/m2 / 24 horas
- **Encogimiento a 95ºC (Primer lavado):** Trama <4% / Urdimbre <2%
- **Esterilización autoclave:** 120/130 ºC

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- Planchar a temp. baja (del revés)
- Lavar en seco, sin tricloroetileno

- No usar productos que contengan peróxidos (agua oxigenada), lejías y compuestos con cloro, productos con dimetilformamida, cetonas, amoníaco, derivados, fenólicos, ácidos y álcalis.

PRESENTACIÓN

ENCAJADO
GRANEL

- 1 uni - Medicovers - Protector de 140/190cm
- 2 uni - Medicovers - Protector de 100cm

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE