SALVACLIP Comfort

ESPAÑOL



Peto Salvaclip Comfort *proporciona una sujeción simple y eficaz del paciente a la silla de ruedas, permitiendo una total libertad de las extremidades, a la vez que impide inclinarse hacia adelante y balancearse.*

Su diseño ergonómico, se sujeta a la silla de ruedas mediante cintas de gran resistencia, que se abrochan mediante clips. Confección reforzada con presillas de alta tenacidad en los puntos con mayor solicitud de carga.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

PETO SILLA DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura de acetal




Tejido 3D Transpirable / Confortable

Disponible en 3 tallas
S - M - L



Etiqueta indicadora silla de ruedas



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACLIP Comfort

NOMBRE DE PRODUCTO: Peto silla de ruedas

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCC4104	S	90 / 115
SCC4105	M	100 / 135
SCC4106	L	115 / 150

* Las medidas de contorno son totales (silla + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Peto: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Clips: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Comfort - Peto silla de ruedas
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE