SALVACLIP Comfort

ESPAÑOL



Peto perineal Salvaclip Comfort para butaca. *Indicado para pacientes con control mínimo del tronco y que requieren apoyo alrededor del torso y sobre los hombros para mantenerse en posición vertical. El peto impide inclinarse hacia adelante y la banda perineal impide deslizarse hacia abajo.*

Los cierres clip regulables ofrecen un ajuste rápido e intuitivo, facilitando su aplicación / extracción y permitiendo adaptar el producto a la medida de cada paciente.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

PETO PERINEAL BUTACA

CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura de acetal




Tejido 3D Transpirable / Confortable

Disponible en 4 tallas: S - M - L - XL



Peto con banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora butaca

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACLIP Comfort

NOMBRE DE PRODUCTO: Peto perineal para butaca

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCC4214	S	60 / 190
SCC4215	M	70 / 195
SCC4216	L	70 / 240
SCC4217	XL	70 / 300

* Las medidas de contorno son totales (silla + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Peto: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Clips: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN

- 1 - Salvaclip Comfort - Peto perineal para butaca
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE