SALVACLIP Comfort

ESPAÑOL



Cinturón perineal Salvaclip Comfort *para silla de ruedas. Indicado para pacientes con problemas de estabilidad debido a una discapacidad funcional. La banda perineal impide deslizarse hacia abajo.*

Los cierres clip regulables ofrecen un ajuste rápido e intuitivo, facilitando su aplicación / extracción y permitiendo adaptar el producto a la medida de cada paciente.


Fabricado con material tridimensional de poliéster que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

CINTURÓN PERINEAL SILLA DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura de acetal




Tejido 3D Transpirable / Confortable

Disponible en 2 tallas: M - L



Banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora silla de ruedas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACLIP Comfort

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón perineal para silla de ruedas

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCC4315	M	90 / 135 cm
SCC4316	L	115 / 165 cm

* Las medidas de contorno son totales (Silla + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Cinturón: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Clips: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Comfort - Cinturón perineal
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE