SALVACLIP Comfort

ESPAÑOL



***Cinturón perineal Salvaclip Comfort para butaca**, proporciona una sujeción simple y eficaz del paciente a la butaca, permitiendo una total libertad de las extremidades a la vez que impide inclinarse hacia adelante y balancearse. Su diseño ergonómico se sujeta a la butaca mediante cintas de gran resistencia que se abrochan mediante clips. La banda perineal proporciona una mayor sujeción de la zona pélvica del paciente evitando el deslizamiento.*

Los cierres clip regulables ofrecen un ajuste rápido e intuitivo, facilitando su aplicación / extracción y permitiendo adaptar el producto a la medida de cada paciente.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

CINTURÓN PERINEAL BUTACA

CARACTERISTICAS



Clips de apertura de acetal




Tejido 3D Transpirable / Confortable

Disponible en 2 tallas: M - L



Banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora butaca

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Comfort

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cinturón perineal para butaca

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCC4415	M	65 / 240
SCC4416	L	85 / 295

* Las medidas de contorno son totales (silla + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICION

Cinturón: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Clips: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Comfort - Cinturón perineal para butaca
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE