SALVACLIP Safe

ESPAÑOL



Peto perineal Salvaclip Safe, *proporciona una sujeción simple y eficaz del paciente a la silla de ruedas, permitiendo una total libertad de las extremidades a la vez que impide inclinarse hacia adelante y balancearse. Dispone de banda perineal que impide que el paciente pueda deslizarse hacia abajo.*

Su diseño ergonómico se sujeta a la silla de ruedas mediante cintas de gran resistencia, que se abrochan mediante un sistema de cierre de seguridad, con botón de apertura magnética. Confección reforzada con presilla de alta tenacidad en los puntos con mayor solicitud de carga.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

PETO PERINEAL SILLA DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS



Cierre de seguridad
Llave magnética




Tejido 3D
Transpirable/Confortable

Disponible en 3 tallas
S - M - L



Peto con banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora silla de ruedas

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Safe

NOMBRE DEL PRODUCTO: Peto silla de ruedas

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCF4164	S	90 / 115
SCF4165	M	100 / 135
SCF4166	L	115 / 150

* Las medidas de contorno son totales (silla + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Peto: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Safe - Peto silla de ruedas
- 1 - Cierre de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE