SALVACLIP Safe

ESPAÑOL



Peto perineal Salvaclip Safe para butaca, *indicado para pacientes con control mínimo del tronco y que requieren apoyo alrededor del torso y sobre los hombros para mantenerse en posición vertical. El peto impide inclinarse hacia adelante y la banda perineal impide deslizarse hacia abajo.*

Su diseño ergonómico se sujeta a la butaca mediante cintas de gran resistencia, que se abrochan mediante un sistema de cierre de seguridad, con botón de apertura magnética. Confección reforzada con presilla de alta tenacidad en los puntos con mayor solicitud de carga.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superfície hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

PETO PERINEAL BUTACA

CARACTERÍSTICAS



Cierre de seguridad
Llave magnética




Tejido 3D
Transpirable/Confortable

Disponible en 3 tallas
S - M - L



Peto con banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora butaca

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Safe

NOMBRE DEL PRODUCTO: Peto perineal butaca

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas(cm) * Contorno Min./Máx.
SCF4264	S	110 / 180
SCF4265	M	130 / 195
SCF4266	L	135 / 205

* Las medidas de contorno son totales (butaca + paciente)

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Peto: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Safe - Peto perineal
- 4 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE