
SALVACLIP Safe

ESPAÑOL



Banda de extensión, la cual se utiliza como alargo para los productos de la gama Salvaclip Safe.

Fabricado con cintas 100% Poliéster y ollados de acero inoxidable.

BANDA DE EXTENSIÓN

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Safe

USO PREVISTO: Producto para ampliar la longitud de las cintas del Salvaclip Safe

NOMBRE DEL PRODUCTO: Banda de extensión

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas
SCF4754	40 cm
SCF4756	60 cm

COLOR

● Negro

COMPOSICIÓN

Cinta: 100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 5 uni. Salvaclip Safe - Banda de extensión

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE