SALVACLIP

ESPAÑOL




Chaleco Classic Salvaclip Standard *diseñado para la sujeción del paciente al sillón o sillas de ruedas, con extensión perineal para evitar el deslizamiento del asiento, mediante resistentes cintas de poliéster situadas a ambos lados de la espalda, que se sujetan en la parte delantera y se abrochan en la parte posterior a través de lazadas. Especialmente útil para personas con problemas de estabilidad debido a una discapacidad funcional.*


Fabricado a base de material acolchado de poliéster con tratamiento hidrófugo antimanchas tanto en el interior como el exterior. Cinchas de refuerzo de poliéster termofijado.

CHALECO CLASSIC PERINEAL

CARACTERÍSTICAS



Anti manchas repelente de líquidos



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Fijación posterior tanto para silla de ruedas como sillón

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DEL PRODUCTO: Chaleco classic perineal

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Largo cintas	Largo cintas perineal
SCP4050	Única	4 uni - 125 cm	2 uni - 175 cm

COLOR

- Ext.Azul - Int.Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Ext: Poliéster - Int: Poliuretano
Cintas: Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Standard - Chaleco classic perineal
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE