SALVACLIP

ESPAÑOL



Peto Velcro® perineal *diseñado para la sujeción del paciente al sillón o sillas de ruedas, con banda a modo de cinturón que se ajusta mediante hook/loop a la parte posterior del asiento y se asegura gracias a la hebilla corredera metálica. La parte superior del tórax se sujeta mediante cintas con cierres clips de plástico, que se cruzan en la espalda del paciente y se abrochan en el cinturón. La banda perineal impide deslizarse hacia abajo. Especialmente útil para personas con problemas de estabilidad debido a una discapacidad funcional.*

Los clips de plástico de liberación fácil permiten una aplicación rápida y segura y puede ajustar fácilmente el producto según el tamaño del paciente.


Fabricado a base de material acolchado de poliéster con tratamiento hidrófugo antimanchas tanto en el interior como el exterior. Cinchas de refuerzo de poliéster termofijado.

PETO VELCRO® PERINEAL


CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura



Anti manchas repelente de líquidos



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Fijación posterior tanto para silla de ruedas como sillón



Banda abdominal de 16cm de ancho con sujeción hook/loop

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DEL PRODUCTO: Peto Velcro® perineal

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)
		Contorno Mín./Máx.
SCP4250	M	100 / 140
SCP4250L	L	120 / 165

COLOR

- Ext.Azul - Int.Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Ext: Poliéster - Int: Poliuretano
Cintas: Poliéster
Clips: Nylon
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Standard - Peto Velcro® perineal
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE