SALVACLIP

ESPAÑOL



Cinturón Silla Perineal Standard *diseñado para la sujeción del paciente al sillón o sillas de ruedas. Proporciona una contención simple y eficaz, permitiendo una libertad de movimiento total del tórax y extremidades. Especialmente útil para personas con problemas de estabilidad debido a una discapacidad funcional.*

Los clips de plástico de liberación fácil permiten una aplicación rápida y segura y puede ajustar fácilmente el producto según el tamaño del paciente.


Fabricado a base de material acolchado de poliéster con tratamiento hidrófugo antimanchas tanto en el interior como el exterior. Cinchas de refuerzo de poliéster termofijado.

CINTURÓN SILLA PERINEAL


CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura



Anti manchas repelente de líquidos



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Fijación posterior tanto para silla de ruedas como sillón

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cinturón Silla Perineal

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)
		Contorno Mín./Máx.
SCP4330	M	90 / 165
SCP4330L	L	115 / 200

COLOR

- Ext.Azul - Int.Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Ext: Poliéster - Int: Poliuretano
Cintas: Poliéster
Clips: Nylon
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Standard - Cinturón silla perineal
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE