SALVACLIP

ESPAÑOL




Salvaclip Standard cinturón perineal cama-butaca *es un producto de contención ligera para prevención de caídas de cama y butaca. Permite transferir al paciente sin necesidad de liberar la sujeción abdominal, proporcionando seguridad al paciente y la posibilidad de sujetarlo durante la transferencia por parte del cuidador. Su diseño incorpora elementos de seguridad basados en los sistemas de contención Salvafix, como por ejemplo; banda perineal, bandas de sujeción laterales y unión articulada. Su fijación mediante hebillas de acetato y Velcro®, proporcionan una fijación y regulación rápida y fácil.*


Fabricado a base de material acolchado de poliéster con tratamiento hidrófugo antimanchas tanto en el interior como el exterior. Cinchas de refuerzo de poliéster termofijado que soportan mayor esfuerzo y ofrecen buena estabilidad dimensional frente al lavado.

CINTURÓN PERINEAL CAMA-BUTACA

CARACTERÍSTICAS



Anti manchas repelente de líquidos



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Articulación para realizar cambios posturales



Bandas laterales de seguridad



Hebilla frontal de seguridad



Banda perineal cosida

3 tallas disponibles
S - M - L

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón perineal cama-butaca

USO PREVISTO: producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BASICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas Min./Máx. (cm)	
		Cinturón	Perineal
SCP4511P	S	45 - 80	60 - 100
SCP4510P	M	70 - 105	60 - 100
SCP4512P	L	95 - 130	60 - 100

COLOR

- Exterior Azul
- Interior Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Cinturón:
Exterior: Poliéster
Interior: Poliuretano

Cintas: Poliéster

Anillas/Hebillas: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN

- 1 - Salvaclip Standard - Cinturón perineal cama-butaca
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE