SALVACLIP

ESPAÑOL



Cinturón Salvaclip Standard con sujeción inguinal *diseñado para evitar que los pacientes sentados se deslicen del asiento. Especialmente útil para personas con problemas de estabilidad debido a una discapacidad funcional. Utilizado en combinación del cinturón junto el inguinal asegura la posición del paciente.*

Los clips de plástico de liberación fácil permiten una aplicación rápida y segura y puede ajustar fácilmente el producto según el tamaño del paciente.


Fabricado a base de material acolchado de poliéster con tratamiento hidrófugo antimanchas tanto en el interior como el exterior. Cinchas de refuerzo de poliéster termofijado.

CINTURÓN CON SUJECIÓN INGUINAL


CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura



Anti manchas repelente de líquidos



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Apto para silla de ruedas y sillón

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón con sujeción inguinal

USO PREVISTO: producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	MEDIDAS
SCP4650	INGUINAL: Largo cintas Mín. 8 / Máx. 125 cm CINTURÓN: Contorno Mín. 90 / Máx. 165 cm

COLOR

- Ext.Azul - Int.Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Ext: Poliéster - Int: Poliuretano
Cintas: Poliéster
Clips: Nylon
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Cinturón
- 1 - Sujeción inguinal
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE