SLING ECO

ESPAÑOL



Tejido interior de viscosa color blanco



***Sling Eco** es un inmovilizador de hombro económico de tacto suave para pacientes de todas las edades. Sujeta y limita el movimiento del hombro y se puede colocar en ambos brazos.*

Confeccionado en un tejido especial de velour acolchado que permite la adherencia del Velcro® en toda su superficie mediante cintas del mismo material, que sirven para ajustar e inmovilizar el brazo.
Sándwich confeccionado a base de foam de 3 mm, con tejido sin tejer blanco en el interior y tejido suave de velour beige en el exterior. Soldado por ultrasonidos que proporciona una construcción sin costuras. Anillas de plástico blancas de 30 mm de ancho. Velcro® de 38 mm de ancho beige.

INMOVILIZADOR DE HOMBRO SLING ECO

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DE PRODUCTO: SLING ECO - Inmovilizador de hombro

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	TALLA	Medidas (cm)	
		Soporte brazo	Cintas
SOF0009	XS	30 x 12	65 x 4,5 (x2)
SOF0010	S	35 x 12	75 x 4,5 (x2)
SOF0011	M	45 x 14	95 x 4,5 (x2)
SOF0012	L	50 x 14	115 x 4,5 (x2)
SOF0013	XL	50 x 14	135 x 4,5 (x2)

COLOR

Beige / Blanco

COMPOSICIÓN

35% Poliamida
35% Poliéster
30% Viscosa
Anillas de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- No lavar
- Producto desechable

PRESENTACIÓN

CAJA CARTÓN 10 UNIDADES

- 1 - SLING ECO inmovilizador de hombro
- 1 - Folleto instrucciones de colocación

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE