CHARPA Eco



Charpa Eco *es un inmovilizador de brazo-hombro económico para pacientes de todas las edades. Apoya el brazo y limita el movimiento del hombro. Se puede colocar en ambos brazos (Ambidiestro).*

Fabricado en tejido no tejido y cómodas cinchas acolchadas hechas de (Velour / Foam / viscosa) soldada por ultrasonidos, que proporcionan una construcción sin costuras. Su velour suave al tacto permite la adhesión de los Velcros® en toda la superficie, permitiendo una completa adaptabilidad a pacientes de diversas complejidades. Anillas de plástico de poliamida.

CHARPA ECO INMOVILIZADOR DE HOMBRO

CARACTERÍSTICAS



Fijación rápida de Velcro®



Anillas de poliamida



Sujeción acolchada para el pulgar

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DE PRODUCTO: CHARPA ECO inmovilizador hombro

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Cabestrillo	Cintas
SOF0019	XS	33 x 13	68 x 5 (x2)
SOF0020	S	41 x 16	88 x 5 (x2)
SOF0021	M	46 x 19	108 x 5 (x2)
SOF0022	L	50 x 20	118 x 5 (x2)
SOF0023	XL	53 x 22	128 x 5 (x2)

COLOR

Azul marino / Negro

COMPOSICIÓN

30% Poliéster
20% Poliamida
50% Polipropileno
Anillas de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- No lavar
- Producto de un sólo uso

PRESENTACIÓN



- 1 - CHARPA ECO inmovilizador de hombro (envasado individualmente)

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE