SLING roll

ESPAÑOL



***Sling Roll** - Sistema universal en formato de rollo para sujeción e inmovilización con ajuste Velcro®. Su construcción de material suave y acolchado proporciona un soporte confortable y resistente. Debido al formato en rollo ofrece una amplia versatilidad de uso, pudiendo ser usado como cabestrillo (soporte de escayola), inmovilizador de brazo-hombro, cinta de sujeción para elementos de monitorización, sujeción de sondas, etc. Versátil y adaptable a pacientes de todas las edades. Colocación fácil, rápida y simple. Superficie libre de costuras, confeccionada con soldadura por ultrasonidos.*

Fabricado en un tejido sandwich velour color marino de 3mm de grosor, que permite la adherencia del Velcro® en toda su superficie. Velcro® marino de 38 mm de ancho.

SLING ROLL

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DE PRODUCTO: SLING ROLL

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Cintas	Cierres
SOF0050	50 metros (3roll x 5cm de ancho)	55 cierres “hook” (38mm x 10cm)

COLOR

- Azul marino

COMPOSICIÓN

35% Poliamida
35% Poliéter
30% Polipropileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- No lavar
- Producto desechable

PRESENTACIÓN



- 50 metros (3 rollos)
- 55 cierres “hook” (38mm x 10cm)

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE