SLING

ESPAÑOL



Sling - *Sistema universal para inmovilización de hombro. Su sólida construcción le hace ser un soporte seguro y confortable para el paciente. Versátil y adaptable, puede utilizarse en pacientes adultos de todas las edades, tanto en el brazo derecho como en el izquierdo. Colocación fácil y rápida. Superficie libre de costuras con soldadura por ultrasonidos.*

Confeccionado en un tejido especial velour, acolchado color beige que permite la adherencia del Velcro® en toda su superficie mediante cintas del mismo material, que sirven para ajustar e inmovilizar el brazo. Sándwich a base de foam de 4 mm en color beige, con un peso de 200 gr/m².
Anillas de plástico blancas de 30 mm de ancho. Velcro® beig de 38 mm de ancho.

SLING - INMOVILIZADOR DE HOMBRO

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DE PRODUCTO: SLING - Inmovilizador de hombro

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla	Medidas	
		Soporte brazo	Cintas
SOF0111	S	35 x 12	(x2) 75 x 4,5
SOF0101	M	45 x 14	(x2) 95 x 4,5
SOF0121	L	50 x 14	(x2) 115 x 4,5
SOF0131	XL	50 x 14	(x2) 135 x 6

COLOR

- Beige

COMPOSICIÓN

72% Poliéster
28% Poliamida
Anillas de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Sling - Inmovilizador de hombro
- 1 - Folleto instrucciones de colocación

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE