CHARPA



Charpa ventilada *es un inmovilizador de brazo y hombro ligero para pacientes de todas las edades. Apoya el brazo y limita el movimiento del hombro. Se puede colocar en ambos brazos (Ambidiestro). Transpirable y lavable.*

Fabricado con tejido de red transpirable 100% poliéster y cómodas cinchas acolchadas hechas de espuma de poliéster de 8mm de grosor, cara interior de fibra de viscosa y cara exterior de suave velour de poliamida soldada por ultrasonidos, que proporcionan una construcción sin costuras. Su velour suave al tacto permite la adhesión de los Velcros® en toda la superficie, permitiendo una completa adaptabilidad a pacientes de diversas complejidades. Anillas blancas de poliamida en forma de "D".

CHARPA VENTILADA

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DEL PRODUCTO: CHARPA ventilada

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Cabestrillo	Cintas
SOF0201	S	35 x 16	68 x 6
SOF0202	M	45 x 20	94 x 6

COLOR

Blanco / Azul claro

COMPOSICIÓN

Cabestrillo: 100% Poliéster
Cintas: 65% Poliéster
30% Poliamida
5% Viscosa
Anilla de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACION



- 1 - CHARPA inmovilizador de hombro (Envasado individualmente)

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso