CHARPA Pro

ESPAÑOL



Charpa Pro *inmovilizador de brazo y hombro ligero para pacientes de todas las edades. Apoya el brazo y limita el movimiento del hombro. Se puede colocar en ambos brazos (Ambidiestro). Transpirable y lavable.*

Fabricado con tejido de poliéster y cómodas cinchas acolchadas hechas de (Velour / Foam / Tejido sin tejer) soldada por ultrasonidos, que proporcionan una construcción sin costuras. Su velour suave al tacto permite la adhesión de los Velcros® en toda la superficie, permitiendo una completa adaptabilidad a pacientes de diversas complejidades. Anillas redondas metálicas reforzadas.

CHARPA PRO INMOVILIZADOR DE HOMBRO


CARACTERÍSTICAS



Lavable y transpirable



Fijación rápida de Velcro®



Anillas metálicas



Sujeción acolchada para el pulgar

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SOFT GOODS

NOMBRE DE PRODUCTO: CHARPA PRO inmovilizador hombro

USO PREVISTO: Inmovilización de hombro para tratamiento de traumatismos de hombro y brazo

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Cabestrillo	Cintas
SOF0279	XS	33 x 13	72 x 5 (x2)
SOF0280	S	41 x 16	92 x 5 (x2)
SOF0281	M	46 x 19	112 x 5 (x2)
SOF0282	L	50 x 20	122 x 5 (x2)
SOF0283	XL	53 x 22	132 x 5 (x2)

COLOR

Azul marino / Negro

COMPOSICIÓN

Cabestrillo: 100% Poliéster
Cintas: 45% Poliuretano
30% Poliamida
25% Viscosa
Anillas libres de níquel
LIBRE DE LÁTEX
No Estéril

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - CHARPA PRO inmovilizador de hombro (envasado individualmente)

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE