ORTOCEL Soft

ESPAÑOL



OrtocelSoft inmovilizador de rodilla, *recomendado para inmovilización para traumatismos, tratamientos postoperatorios y post artroscopias, tratamiento de artritis, luxaciones, lesiones musculares y tras la retirada prematura de vendajes de yeso.*


Fabricado a partir de tres paneles acolchados de foam de 9mm que permiten una fácil adaptación a piernas de distintos diámetros, incluso si la diferencia entre muslo y pantorrilla es grande. Los paneles laterales se adaptan al panel principal mediante cierre hook/loop.

INMOVILIZADOR DE RODILLA

CARACTERÍSTICAS



Ambidiestro



Cierre de sujeción Hook/Loop



Férulas preformadas de aluminio extraíbles



Estructura ajustable de 3 paneles

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: ORTOCELSOFT

NOMBRE DE PRODUCTO: Inmovilizador de rodilla

USO PREVISTO: Inmovilización para traumatismos, tratamientos postoperatorios y post artroscopias, tratamiento de artritis, luxaciones, lesiones musculares y tras la retirada prematura de vendajes de yeso.

UDI-DI-BASICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla	Largo (cm)
SOF0400	S	40
SOF0425	M	50
SOF0450	L	60
SOF0475	XL	70

COLOR

Azul/blanco

COMPOSICIÓN

55% Poliéter
25% Poliamida
LIBRE DE LÁTEX
10% Algodón
10% Poliéster

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - OrtocelSoft - Inmovilizador de rodilla

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE