ORTOBAND

ESPAÑOL



Ortoband faja abdominal; *faja anatómica para recuperación y prevención de lesiones de espalda, vendaje post-operatorio, utilizable para retracciones pélvicas.*

Consiste en tres bandas elásticas compactas de 24cm de ancho con sistema de cierre mediante hook/loop.


Disponible en 5 tallas que se diferencian mediante código de color.

FAJA ABDOMINAL

CARACTERÍSTICAS



Banda elástica triple



Sistema de sujeción Hook/Loop



Altura de 24cm
***Tolerancia +/-1cm**



5 tallas disponibles
Código de color

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: ORTOBAND

NOMBRE DE PRODUCTO: Faja abdominal

USO PREVISTO: Indicada para la recuperación del postoperatorio y prevención de lesiones en la espalda

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla	Código color	Medidas (cm)		
			Largo	Contorno estirado	
				Min.	Máx.
SOF0701	S		86	70	95
SOF0702	M		96	80	105
SOF0703	L		106	90	125
SOF0704	XL		116	100	145
SOF0705	XXL		126	110	165

COLOR

○ Blanco

COMPOSICIÓN

76% Poliéster
17% Elastómero
7% Poliamida

LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 30ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Ortoband - Faja abdominal

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE