ORTOBAND

ESPAÑOL



Ortoband faja torácica hombre, *es una faja anatómica para recuperación de esguinces o lesiones de la caja torácica, fracturas, contusiones o traumatismos costales.*

Consiste en dos bandas elásticas compactas de 16cm de ancho con sistema de cierre mediante hook/loop.


Disponible en 3 tallas que se diferencian mediante código de color.

FAJA TORÁCICA HOMBRE

CARACTERÍSTICAS



Banda elástica doble



Sistema de sujeción Hook/Loop



3 tallas disponibles Código de color

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: ORTOBAND

NOMBRE DE PRODUCTO: Faja torácica hombre

USO PREVISTO: Indicada para la recuperación de esguinces y lesiones de la caja torácica, fracturas, contusiones o traumatismos costales.

UDI-DI BÁSICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

			Medidas (cm)		
Código	Talla	Código color	Largo	Contorno estirado	
				Min.	Máx.
SOF0711	S		84	80	105
SOF0712	M		94	100	125
SOF0713	L		104	120	145

COLOR

- Blanco

COMPOSICIÓN

76% Poliéster
17% Elastómero
7% Poliamida

LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 30ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Ortoband - Faja torácica

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE