SALVACEL

ESPAÑOL



SVC2400



SVC2420

Sistema de sujeción o inmovilización de extremidades para paciente no agitado SALVACEL. *Las bandas acolchadas y transpirables brindan mayor comodidad y reduce la presión. Instalación rápida y sencilla con cierres de Velcro®.*

Fabricado en material acolchado de tacto suave (274gr/m²). Recubrimiento interior de viscosa 100%, de espuma de poliéster transpirable de 8mm y exterior de suave tejido velour celeste 100% poliamida adherente al Velcro®. Cintas de sujeción de poliéster con una resistencia a rotura de hasta 160Kg - 1560N y cintas de algodón para el modelo SVC2590/SVC2580.
Sistema de cierre rápido con Velcro®.



SISTEMA DE SUJECIÓN DE EXTREMIDADES

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACEL

USO PREVISTO: Sujeción suave y ligera para pacientes no agitados

NOMBRE DE PRODUCTO: Sistema de sujeción de extremidades

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	Largo cinta
SVC2400	Adulto	30 x 8	110 x 4
SVC2420	Adulto	30 x 8	120 x 4 (2uni)
SVC2580	Neonato	15 x 4	80 x 1,5 (2uni)
SVC2590	Pediátrica	17 x 4	80 x 1,5 (2uni)

COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICIÓN


65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Cintas de poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN





- 1 Par - Salvacel - Sistema de sujeción de extremidades

ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE