SALVACEL

ESPAÑOL




Cinturón abdominal SALVACEL *para sujetar y mantener el control del tronco en cama, butaca o silla de ruedas, para pacientes no agitados. Previene deslizamientos y caídas de la cama. Su construcción a base de materiales suaves y acolchados proporciona un soporte confortable, que no oprime el abdomen del paciente. Debido a su montaje de cintas cruzadas por la espalda, permite realizar cambios posturales.*

Fabricado con recubrimiento interior y exterior transpirable e hipoalergénico a base de espuma de poliéster de 8mm de grosor, cara interior de fibra de viscosa y cara exterior de suave velour de poliamida (274gr/m2). Cintas de poliéster con una resistencia a rotura de hasta 160Kg - 1560N. Anillas metálicas libres de níquel.

CINTURÓN ABDOMINAL

CARACTERÍSTICAS



Cinturón suave y acolchado



Montaje cruzado que permite cambios posturales



Fijación a la cama mediante resistentes cintas de poliéster y anillas metálicas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACEL

USO PREVISTO: Sujeción suave y ligera para pacientes no agitados

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón abdominal

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Cinturón	Largo cintas
SVC2100	S	46 x 12	145
SVC2200	M	67 x 16	170
SVC2300	L	77 x 16	180
SVC2350	XL	115 x 16	205

COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICIÓN


65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Cintas de poliéster
Anillas metálicas libres de níquel
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvacel - Cinturón abdominal

ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE