
SALVACEL

ESPAÑOL



Sistema de sujeción o inmovilización de extremidades para paciente no agitado con anilla metálica SALVACEL. *Las bandas acolchadas y transpirables, brindan mayor comodidad y reduce la presión. Instalación rápida y sencilla con cierres de Velcro®. Las anillas metálicas proporcionan un ajuste adicional de la muñeca y los tobillos.*

Fabricado en material acolchado de tacto suave (274gr/m²). Recubrimiento interior de viscosa 100%, de espuma de poliéster transpirable de 8 mm y exterior de suave tejido velour celeste 100% poliamida adherente al Velcro®. Cintas de sujeción de poliéster con una resistencia a rotura de hasta 160Kg - 1560N.
Sistema de cierre rápido con Velcro®.
Anilla metálica soldada en forma de "D".



SISTEMA DE SUJECIÓN DE EXTREMIDADES

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVACEL

USO PREVISTO: Sujeción suave y ligera para pacientes no agitados

NOMBRE DEL PRODUCTO: Sistema de sujeción de extremidades

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	Largo cintas
SVC2476	M	30 x 8	108
SVC2476XL	L	35 x 8	108
SVC2476XL2	XL	35 x 8	119 (x2)

COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICIÓN

65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Cintas de poliéster
Anillas libres de níquel
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN

- 1 Par - Salvacel - Sistema de sujeción de extremidades





ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE