SALVACEL

ESPAÑOL



***Manopla acolchada con cierre de Velcro® SALVACEL** para la protección de las manos de pacientes no agitados. Permite proteger las manos del paciente y prevenir autolesiones, agresiones o manipulación del equipo clínico. Instalación rápida y fácil gracias a su fijación mediante cierre Velcro®. Tejido de malla de poliéster de alta resistencia y transpirabilidad. El interior de fibra se adapta a la ergonomía de la mano aportando un mayor confort al paciente.*



Fabricado con recubrimiento interior y exterior transpirable e hipoalergénico a base de espuma de poliéster de 8mm de grosor, cara interior de fibra de viscosa y cara exterior de suave velour de poliamida (274gr/m²). Tejido de red 100% poliéster transpirable. Interior de fibra hueca siliconada de poliéster. Sistema de cierre rápido con Velcro®. Anilla de poliamida en forma de "D".

MANOPLA UNIVERSAL ACOLCHADA

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACEL


USO PREVISTO: Sujeción suave y ligera para pacientes no agitados

NOMBRE DE PRODUCTO: Manopla universal acolchada

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)		
		A	B	C
SVC2505F	M	28	29	16
SVC2515F	L	31	32	19



COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICIÓN

Manopla: 65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Relleno: Fibra siliconada 100% poliéster
Anillas de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvacel - Manopla universal acolchada

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE