
SALVACEL

ESPAÑOL



SALVACEL manoplas de fibra *para sujeción de pacientes no agitados. Permite sujetar las manos del paciente a la cama y prevenir autolesiones, agresiones o manipulación del equipo clínico. Instalación rápida y fácil gracias a su fijación mediante cierre Velcro®. Tejido de malla de poliéster de alta resistencia y transpirabilidad. El interior de fibra se adapta a la ergonomía de la mano aportando un mayor confort al paciente.*

Fabricado con recubrimiento interior y exterior transpirable e hipoalergénico a base de espuma de poliéster de 8mm de grosor, cara interior de fibra de viscosa y cara exterior de suave velour de poliamida (274gr/m2). Cintas de poliéster con una resistencia a rotura de hasta 160Kg - 1560N. Anilla de poliamida en forma de "D". Interior de fibra hueca siliconada de poliéster.

MANOPLA DE FIBRA

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVACEL


USO PREVISTO: Sujeción suave y ligera para pacientes no agitados

NOMBRE DE PRODUCTO: Manopla de fibra

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)			
		A	B	C	Largo cintas
SVC2500F	M	28	29	16	124
SVC2510F	L	31	32	19	124



COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICIÓN

Manopla: 65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
Relleno: Fibra siliconada 100% poliéster
Cintas de poliéster
Anillas de poliamida
LIBRE DE LÁTEX

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvacel - Manopla de fibra

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE