SALVACEL

ESPAÑOL



Cinta frontal SALVACEL, *incorpora una zona absorbente para evitar la molestia del sudor de la frente durante las operaciones y tiene una banda elástica para colocarse de forma fácil y rápida.*

Fabricado en material acolchado de tacto suave. Recubrimiento interior de viscosa 100%, acolchado de espuma de poliéster transpirable de 8 mm y exterior de tejido de velour adherente al velcro 100% poliamida.
Cinta elástica poliéster/elastano.

CINTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVACEL

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cinta frontal

USO PREVISTO: Absorber el sudor de la frente durante las operaciones

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVCN6

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)
SVC2600	Única	20 x 4

COLOR

- Azul celeste
- Blanco natural

COMPOSICION

65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
LIBRE DE LATEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvacel - Cinta frontal

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE