SALVAFIX Slim

ESPAÑOL



SALVAFIX Slim cinturón para cama con perineal *con bandas laterales cosidas que impiden que el paciente gire sobre el eje del cinturón. La banda perineal impide que el paciente pueda girar sobre si mismo dentro del cinturón o deslizarse hacia abajo, evitando así riesgo de asfixia.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior y ollados de acero inoxidable para una mayor resistencia. Ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio. El mecanismo se bloquea al insertar el pivote por su orificio y se desbloquea colocando la llave magnética en su cara superior.

CINTURÓN CAMA CON PERINEAL

CARACTERÍSTICAS



Adaptable a camas de 80-100cm



Ribete suave en todo el contorno para evitar rozaduras



Banda perineal cosida



Bandas laterales cosidas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Slim

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón cama con perineal

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caídas de la cama, camilla o silla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3050P	M	68 / 108	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul celeste

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Slim - Cinturón cama con perineal
- 3 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE