SALVAFIX Transit

ESPAÑOL



***Muñequeras SALVAFIX Transit para camilla**. Sistema de contención seguro y adaptado para el transporte de pacientes agitados y/o desorientados en camilla, con sistema de cierre de seguridad mediante botón de apertura magnética. Consta de un conjunto de muñequeras cosidas sobre una banda que permite su fijación a la camilla.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior y ollados de acero inoxidable para una mayor resistencia. Muñequeras acolchadas de 5mm con ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierre de Velcro® para una aplicación fácil y rápida. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio.

MUÑEQUERAS PARA CAMILLA

CARACTERÍSTICAS



2 modelos disponibles: Para camillas con ancho de 45-60cm y 60-80cm



Ribete suave para evitar rozaduras



Confortables muñequeras acolchadas de tacto suave y fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



El color indica la posición de las extremidades: Marrón = SUELO (partes inferiores) Azul claro= CIELO (partes superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVAFIX Transit

NOMBRE DEL PRODUCTO: Muñequeras para camilla

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caidas de la camilla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

		Medidas (cm)		
Ref.	**Talla**	**Ancho camilla**	**Contorno Min./Max.**	**Ancho**
SVF3270	M/L	45 - 60	14 / 25	8
SVF3276	M/L	60 - 80	14 / 25	8
SVF3278	XL	60 - 80	24 / 30	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul claro

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Transit - Muñequeras para camilla
- 3 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de conformidad según el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE